

PRODUKTDATENBLATT

GenoTop[®]
DIE LEISTUNGSMARKE DER ZEG

Kunststoff-Reiniger

GenoTop-Kunststoff-Reiniger beseitigt streifenlos Verschmutzungen auf Kunststoffoberflächen. Leimreste, Spuren von Klebestreifen, Kugelschreiber-, Blei- und Filzstiftstriche werden mühelos entfernt. Auch geeignet zum Anlösen alter Aufkleber.

GenoTop-Kunststoff-Reiniger auf weichen, unbedruckten Baumwoll-Lappen satt auftragen und verreiben. Trocknet sofort.

Leicht entzündlich, gesundheitsschädlich. Gesundheitsschädlich: kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen; sofort ärztlichen Rat einholen und dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Während der Verarbeitung für ausreichende Raumlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Gemisch aus pflanzlichen Lösemitteln und Substanzen sowie aliphatischen Kohlenwasserstoffen. 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF N.A.G. Kl.3.II.ADR

Hergestellt für: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG
Schwieberdinger Str. 28 - 70435 Stuttgart
Telefon 0711 / 13666-0

GenoTop Kunststoff-Reiniger

GenoTop Kunststoff-Reiniger

5 Ltr. FSG/DN

UN 1993

RE16000

Art. Nr.: E163165**Abmessungen:**

0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 911RNSSKANTE05**Verpackungseinheit:** 1 Stück**EAN:** 4028377018264**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück**Produktdetails**

Gewicht: 5 kg

Bezeichnung: Reinigungsmittel

Gebindegrösse: 5 l

Downloads zum Artikel

- 911RNSSKANTE0591_GT_Kunststoff_Reiniger.pdf
- 911RNSSKANTE0591_FSG_GenoTop_Kunststoff-Reiniger_E172447,E163165,E153166_TDB.pdf
- 911RNSSKANTE0591_GenoTop_Kunststoff-Reiniger_SDB.pdf